

Lista de accesorios

- ✓ Tubo de goma.
- ✓ Cable de red.
- ✓ Dos plumas porta fresas
- ✓ Nueve puntas de distinto tamaño y grosor.
- ✓ Filtros de fieltro.
- ✓ Soporte de plumas y puntas de diamante.

Precauciones y mantenimiento

- ✓ No aplicar con cosméticos sobre la piel.
- ✓ Lavar con cepillo y jabón las puntas de diamante antes de esterilizarlas (autoclave o bolas de cuarzo).
- ✓ Limpiar de forma regular el filtro de fieltro que se encuentra entre el conector del tubo de plástico y el equipo. Cambiar si se deteriora.
- ✓ Trabajar sin filtro deteriora el equipo.
- ✓ Colocar el equipo sobre una superficie plana y seca.
- ✓ No someter el equipo a altas temperaturas.
- ✓ No utilizar lociones corrosivas para su limpieza.

Características técnicas

- ✓ Voltaje: 220-240V/50-60Hz
- ✓ Potencia: 45W
- ✓ Intensidad: 2A

Unión Láser ofrece una garantía de un año.
Un uso inadecuado del mismo, le exige de cualquier responsabilidad.



DERMOABRASIÓN



MANUAL DE USUARIO

Lite Edition presenta un equipo de dermoabrasión con el objetivo de limpiar la piel en profundidad y promover la regeneración celular. Mediante unas puntas recubiertas de partículas de diamante, conectadas a un equipo de vacío, se eliminan las células muertas de la capa córnea.

Instrucciones de uso

Encendido (parte trasera):

- ✓ Enchufar el cable de red.
- ✓ Conectar el tubo de goma al equipo y a la pluma porta fresas.
- ✓ Encender el botón y comprobar que se ilumina.

Puntas de diamante:

El equipo dispone de un total de 9 puntas repartidas según su grosor y su tamaño.

Se conectan a la pluma porta fresas mediante rosca.

Grosor:

Se dividen en siete grosores distintos que corresponden a las numeraciones: 80, 100, 120, 150, 160, 180 y 220 (equivalentes al número de partículas).

La elección del grosor de las puntas se hará en función del espesor de la piel y el tratamiento a realizar (las puntas de numeración más baja son más exfoliantes que las de numeración más alta).

Intensidad:

Controla la fuerza de succión, mediante una rueda en la parte frontal del equipo. Ésta será regulada dependiendo de la zona a tratar, siendo más alta para las zonas más firmes.

Aplicación

- ✓ Limpiar la piel con un gel limpiador y aclarar con abundante agua.
- ✓ Secar la piel, dejándola libre de restos grasos.
- ✓ Conectar el equipo y elegir la punta adecuada.
- ✓ Realizar el test de presión: colocar la pluma con la fresa perpendicularmente sobre la piel y desplazarla suavemente trazando líneas. La longitud de las líneas no será superior al triple del diámetro.
- ✓ El desplazamiento tiene que ser suave por lo que nos ayudaremos de nuestra mano para tensar la piel. No se debe repasar ya que puede crear lesiones de roce.
- ✓ Después de la exfoliación, aplicar el producto específico adecuado a cada tipo de piel (ampollas, geles, cremas, mascarillas, etc.).

Indicaciones

Cicatrices post acné
Poros dilatados
Arrugas
Manchas
Flacidez
Estrías
Foto envejecimiento
Hiperqueratosis

Contraindicaciones

Inflamaciones y fisuras
Acné evolutivo
Herpes
Dermatitis
Psoriasis
Mucosas
Párpado móvil
Eritemas
Nevus pigmentarios
Cicatrices quirúrgicas recientes
Formación de queloides