

Láser Lipolítico
*Reduce
de forma natural*

Características Técnicas

- Conductor: Diodo
- Clase: 3B
- Nº de electrodos: 12 placas de 9 diodos
- Longitud de onda: 635-658 nm
- Potencia: 40 mW
- Fuente eléctrica: 100/240V
- Consumo 70 W
- Peso: 15 kg.
- Pantalla táctil, color verdadero de 8,4 pulgadas.

Unión • Láser

Aparatología Estética

info@unionlaser.es

ZEUS
Láser Diodo
Lipolítico Atérmico

Unión • Láser

Aparatología Estética

ZEUS

Láser Diada Lipolítica Atérmica

¿QUÉ ES?

ZEUS, es un Láser atérmico (frío) de diodo con una longitud de onda de 635 - 658 nm, 12 placas de 9 diodos cada una y una emisión de 40mW. Es un láser de clase 3B no invasivo y de aplicación directa sobre la piel sin efectos secundarios.

El láser frío es uno de los sistemas más seguros para el tratamiento de lipólisis (destrucción de las grasas del organismo).

¿CÓMO ACTÚA?

En el cuerpo humano las reservas de energía se almacenan en los adipocitos, células que forman la hipodermis (capa más profunda de la piel) y que cubren el total de la superficie corporal, con una concentración mayor en abdomen, glúteos y caderas. Cuando el láser frío actúa sobre ellos, se produce un vaciado de los mismos mediante una reacción enzimática a través de las lipasas encargadas de la modificación de las grasas y su transporte para producir energía en forma de ATP (adenosil trifosfato) que podrá ser consumido por otros tejidos.



RESULTADOS

La principal ventaja del láser lipolítico se basa en la obtención de resultados satisfactorios desde la primera sesión, llegando a obtener reducciones permanentes de más de tres centímetros por zona.

TRATAMIENTOS

REDUCCIÓN

Brazos

Muslos

Abdomen

Doble Mentón

Flancos

EFFECTOS FISIOLÓGICOS

- Aumenta el metabolismo celular
- Modifica las grasas (lipasas)
- Aumenta la energía celular (ATP)