

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aplicación de tiempo variable.
- Control de resistencia térmica (TRT) tanto epidérmica como folicular.
- Cooler incorporado en el manípulo -4°C.
- Energía 50 J/cm².
- Tren de pulsos (sistema indoloro).
- Filtros: 430, 530, 560, 590, 610, 640, 690, 755 nm.
- Superficie de cuarzo: 7,5 cm².
- Lámpara de 80.000 disparos de duración.
- Consumo energético: 1200W.
- 230V.
- Peso: 23,750 Kg.
- Refrigerado por aire y agua.
- Pantalla táctil a color: 7 pulgadas.



Nuestros filtros se caracterizan por su especial revestimiento de doble capa, que al generar luz de alta pureza otorga a los tratamientos mayor seguridad que los filtros tradicionales de una sola capa.

Además nuestros filtros están fabricados con una aleación de Titanio y Zinc, de gran dureza, lo que les permite soportar altas temperaturas sin distorsionarse jamás.


Unión • Láser
Aparatología Estética

info@unionlaser.es

www.unionlaser.es

[facebook.com/UnionLaser](https://www.facebook.com/UnionLaser)

Distribuido por:



Unión • Láser

Aparatología Estética

¿... aún te depilas ?

Fotodepilación Efectiva
IPL FÉNIX+

Unión • Láser

Aparatología Estética

DESCRIPCIÓN

El equipo de luz pulsada intensa (IPL) utiliza una radiación con una parte visible y otra invisible, cuya longitud de onda oscila entre los 400nm y los 1.200nm. Dicha longitud de onda es controlada por una computadora que establece la repetición de pulsos en milisegundos y la densidad de energía en J/cm². Todos estos factores convierten a Fénix+ en una máquina versátil en diversos tratamientos faciales y corporales.

La combinación apropiada de los parámetros y los filtros de corte, permite calibrar oportunamente la luz en función de las características del cliente, ofreciendo la posibilidad de realizar distintos tratamientos.

En definitiva, la ventaja que presenta Fénix+ es trabajar todos los tratamientos de forma fácil, precisa, rápida y segura.

RESULTADOS

- Retardo progresivo del crecimiento del vello, garantizando el 80% de la eliminación en fototipos óptimos. Con sesiones cada tres meses.
- Activación de nuevo colágeno rejuveneciendo la piel desde la primera sesión.
- Eliminación del propionobacterium acnes, siendo un éxito en los tratamientos de acné.
- Desnaturalización selectiva de la melanina sin daño en la epidermis, aclarando las manchas solares.
- Eliminación de las rojeces difusas y microtalangetasias por vasoespasmo.
- Disminución notable del tamaño de los folículos pilosebáceos (contracción de poros dilatados).



TRATAMIENTOS

- Fototerapia anti acné
- Foto rejuvenecimiento
 - Antiarrugas
 - Demarcación del óvalo facial
 - Remodelación facial
 - Contracción de poros dilatados
- Fototerapia corporal
- Elevación de senos
- Despigmmentantes
 - Manchas solares
 - Manchas seniles
- Fotodepilación: desde el fototipo II hasta el fototipo V
- Fototerapia couperose

